

BEST ALON



MehrazmaTeb

گروه تولیدی مهرآزمایب آسیا

۰۲۱۴۳۰۰۰۰۵۹

۰۵۱۳۱۵۵۹

هپارین لاک

ویژگی های محصول:

- دارای اتصال سریع و ایمن
- بدون نشستی و چرخش آسان



بسته بندی (دایکات/کارتن)	روش استریل	رنگ	هپارین لاک
۲۵۰/۵۰۰۰	اتیلن اکساید	زرد	

سوزن خونگیری

ویژگی های محصول:

- استفاده از سوزن با تکنولوژی تراش سه گانه جهت کاهش درد



بسته بندی (دایکات)	روش استریل	قطر خارجی (mm)	رنگ	سایز	سوزن خونگیری
۱۰۰	اتیلن اکساید	۰٫۹۰	زرد	۲۰G	
		۰٫۸۰	سبز	۲۱G	
		۰٫۷۰	سیاه	۲۲G	

ست سرم تحت سیستم جاذبه



ویژگی های محصول:

- مجهز به تیوب انعطاف پذیر، شفاف و مقاوم در برابر گره خوردن (Kink resistance)
- مطابق با استاندارد پزشکی



بسته بندی (کارتن)	روش استریل	ظرفیت	ویژگی ها	ست سرم تحت سیستم جاذبه
۴۰۰	اتیلن اکساید	۲۰ قطره در هر میلی لیتر	تحت سیستم جاذبه	
			دارای فیلتر هوا	
			با سوزن/بدون سوزن	

■ محصولات بالا طراحی و ساخته شده بر اساس استاندارد بین المللی ISO1۰۹۹۳ و دارای گواهی نامه ISO۱۳۴۸۵ می باشند.




نوع آزمایش	جنس لوله	سایز لوله (mm)	نوع افزودنی	حجم (mL)	
• سرولوژی • بیوشیمی • ایمنولوژی	PET	۱۳ X ۷۵	فعال کننده انعقاد	۴	لوله های جمع آوری سرم
		۱۳ X ۱۰۰		۶	
		۱۶ X ۱۰۰		۹	
• سرولوژی • بیوشیمی • ایمنولوژی	PET	۱۳ X ۷۵	فعال کننده انعقاد + ژل	۳,۵	
		۱۳ X ۱۰۰		۵	
		۱۶ X ۱۰۰		۸	
• سرولوژی • بیوشیمی • ایمنولوژی • علوم آزمایشگاهی	PET	۱۳ X ۷۵	فاقد افزودنی	۴	
		۱۳ X ۱۰۰		۶	
		۱۶ X ۱۰۰		۹	
• سرولوژی • بیوشیمی • ایمنولوژی	PET	۱۳ X ۷۵	ترومبین	۴	
		۱۳ X ۱۰۰		۶	
		۱۶ X ۱۰۰		۹	
• ایمنولوژی • هماتولوژی	PET	۱۳ X ۷۵	EDTA K _۲	۲	لوله های جمع آوری پلازما
		۱۳ X ۷۵		۳	
		۱۳ X ۱۰۰		۶	
• ایمنولوژی • هماتولوژی	PET	۱۳ X ۷۵	EDTA K _۳	۲	
		۱۳ X ۷۵		۳	
		۱۳ X ۱۰۰		۶	
• PT • PTT	دو جداره	۱۳ X ۷۵	سدیم سترات ٪۳,۲	۱,۸	
		۱۳ X ۷۵		۲,۷	
• ESR	شیشه ای	۸ X ۱۲۰	سدیم سترات ٪۳,۸	۱,۲۸	
		۸ X ۱۲۰		۱,۶	
		۸ X ۱۲۰		۲,۴	
• رتولوژی • کاربوتایپینگ • HLA	PET	۱۳ X ۷۵	سدیم هپارین	۳	
		۱۳ X ۱۰۰		۶	
• رتولوژی • بیوشیمی	PET	۱۳ X ۷۵	لیتیم هپارین	۳	
		۱۳ X ۱۰۰		۶	
• گلوکز و لاکتات	PET	۱۳ X ۷۵	پتاسیم اگزالات / سدیم فلوراید	۳	
• تعیین گروه خونی • DNA • HLA	PET	۱۶ X ۱۰۰	ACD-A	۹	
• تغلیظ پلاکت	PET	۱۳ X ۷۵	فاقد افزودنی	۴	لوله های PRP
		۱۳ X ۱۰۰		۶	
		۱۶ X ۱۰۰		۹	
• جدایش و تغلیظ پلاکت	PET	۱۶ X ۱۰۰	ACD-A	۹	



نوع آزمایش	جنس لوله	سایز لوله (mm)	نوع افزودنی	حجم (mL)
<ul style="list-style-type: none"> • سرولوژی • بیوشیمی • ایمنولوژی 	PET	۱۳ X ۷۵	فعال کننده انعقاد	۴
		۱۳ X ۱۰۰		۶
		۱۶ X ۱۰۰		۹
<ul style="list-style-type: none"> • سرولوژی • بیوشیمی • ایمنولوژی 	PET	۱۳ X ۷۵	فعال کننده انعقاد + ژل	۳/۵
		۱۳ X ۱۰۰		۵
		۱۶ X ۱۰۰		۸
<ul style="list-style-type: none"> • سرولوژی • بیوشیمی • ایمنولوژی • علوم آزمایشگاهی 	PET	۱۳ X ۷۵	فاقد افزودنی	۴
		۱۳ X ۱۰۰		۶
		۱۶ X ۱۰۰		۹
<ul style="list-style-type: none"> • ایمنولوژی • هماتولوژی 	PET	۱۳ X ۷۵	EDTA K ₂	۲
		۱۳ X ۷۵		۳
		۱۳ X ۱۰۰		۶
<ul style="list-style-type: none"> • ایمنولوژی • هماتولوژی 	PET	۱۳ X ۷۵	EDTA K ₃	۲
		۱۳ X ۷۵		۳
		۱۳ X ۱۰۰		۶
<ul style="list-style-type: none"> • PT • PTT 	دو جداره	۱۳ X ۷۵	سدیم سیترات	۱/۸
	PET	۱۳ X ۷۵	٪۳/۲	۲/۷

لوله های جمع آوری سرم

لوله های جمع آوری پلاسما



زندگیمان بخیر